

MEDIVATORS®

DEFENDO™

Steriele ventielen voor eenmalig gebruik



Nu beschikbaar voor
PENTAX® 90 & i10



 **MEDIVATORS**
A Cantel Medical Company

MEDIVATORS

DEFENDO™

Steriele ventielen voor eenmalig gebruik

Endoscoopventielen zijn essentiële, verfijnde hulpmiddelen waarvoor nauwgezette reinigingsprocedures nodig zijn



Veiligheid!

- Elimineer de variabelen van reiniging en desinfectie
- Een disposable alternatief voor herbruikbare endoscoopventielen


Efficiëntie

- Meer dan 30 stappen voor een goede handmatige reiniging en desinfectie van biopsie-, lucht/water- en afzuigventielen zijn nodig
- Reinigingsproces is moeilijk, zo niet onmogelijk

Reiniging en desinfectie van ventielen is moeilijk

Gezondheidszorggerelateerde infecties door endoscopie blijven zich om twee redenen voordoen:

- 1) onmogelijkheid om huidige richtlijnen met betrekking tot desinfectie na te leven.
- 2) Het complexe ontwerp van endoscopen, die als onderdeel “veren en ventielen” bevatten die toereikende desinfectie bemoeilijken.¹



1. Kelly M. Pyrek, „Nooks and Crannies: The Breeding Grounds for Bacteria“; Infection Control Today, (juni 2002)

ZEKERHEID, ELKE KEER WEER

Lucht/water-, afzuig- en biopsieventielkit

De meest geavanceerde bescherming voor uw patiënten doordat moeizame reiniging en desinfectie van herbruikbare ventielen niet meer nodig is

Beschikbaar in een kit die het volgende bevat:

- Lucht/waterventiel
- afzuigventiel
- Biopsieventiel
- irrigatieconnector voor eenmalig gebruik

PENTAX® -kit



OLYMPUS® -kit



geen irrigatiekanaal, geen probleem

Niet elke GI-endoscoop heeft een speciale aansluiting voor irrigatie

De MEDIVATORS DEFENDO Y-OPSY®-irrigator lost dit probleem op door u in staat te stellen via het werkkanaal gelijktijdig een biopsie uit te voeren en te irrigeren.



Bestelinformatie

Nummer onderdeel	Beschrijving	Q
	DEFENDO-biopsieventiel – OLYMPUS/FUJINON-GI-endoscopen	Q: 100/doos
	DEFENDO-biopsieventiel – PENTAX-GI-endoscopen	Q: 100/doos
	DEFENDO Y-OPSY-irrigatieventiel – OLYMPUS/FUJINON-GI-endoscopen	Q: 50/doos
	DEFENDO-lucht/water-, afzuig- en biopsieventielkit – OLYMPUS 140/160/180/190/240/260-GI-endoscopen	Q: 50/doos
	DEFENDO-lucht/water- en afzuigventielkit – OLYMPUS 140/160/180/190/240/260-GI-endoscopen	Q: 50/doos
	DEFENDO-lucht/water-, afzuig-, biopsieventiel- en hulpwaterstraalconnectorkit – OLYMPUS 140/160/180/190/240/260-GI-endoscopen	Q: 50/doos
	DEFENDO-lucht/water-, afzuig-, biopsieventiel- en hulpwaterstraalconnectorkit – PENTAX 90/i10-GI-endoscopen	Q: 50/doos
	DEFENDO-lucht/water-, afzuig- en biopsieventielkit – PENTAX 90/i10-GI-endoscopen	Q: 50/doos
	DEFENDO-lucht/water- en afzuigventielkit – PENTAX 90/i10-GI-endoscopen	Q: 50/doos

MEDIVATORS®, DEFENDO® en Y-OPSY zijn gedeponeerde handelsmerken van Medivators Inc.

PENTAX® is een gedeponeerd handelsmerk van Hoya Corporation.

OLYMPUS® is een gedeponeerd handelsmerk van Olympus Corporation.

FUJINON® is een gedeponeerd handelsmerk van FujiFilm Corporation.



Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN 55447 USA
Tel: +1.763.553.3300
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV
Sourethweg 11
6422PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.695

Cantel Medical Asia/Pacific Pte Ltd
1A International Business Park
#05-01 Singapore 609933
Tel: +65.6227.9698
Fax: +65.6225.6848

Medivators Beijing Representative Office
Room 708, 7th Floor Kaiheng Center, Block B
No. 2 Chaoyangmennei Street
Dongcheng District, Beijing China 100010
Tel: +8610.6567.8446
Fax: +8610.6567.8445

www.medivators.com