

MEDIVATORS®

ENDO STRATUS®

CO₂ Insufflator

Technische Daten

Modell		EGA-501E	
Abmessungen	H	121 mm	
	B	197 mm	
	T	349 mm	
Gewicht		4,8 kg	
Spannungsversorgung		Max. 82 W 100-240 V 50-60 Hz	
CO ₂		EINGANG: max. 131 bar, 1/4" AUSGANG: nom. 0,55 bar (max. 0,82 bar) Luer, männlich	
Insufflation (CO ₂) Nur für Magen/ Darm-Endoskopie		3 feste Einstellungen: 1,4 l/Min., 2,4 l/Min., 3,5 l/Min.	
Merkmale		Erwärmtes CO ₂ 37 °C ± 3 Erwärmtes Wasser 37 °C ± 3 Überdruck: Max. 0,82 bar	Anschluss für Hochdruck-CO ₂ für Flasche/Tank Anschluss für Niederdruck-CO ₂ (Wandanschluss nach EN15908, B11 CO ₂)



Zubehör (separat zu bestellen, kostenfrei)

Modell	Beschreibung	
EGA-7017	Stromkabel 220 V	Adapter zum Anschluss des Geräts an einen Niederdruck-CO ₂ -Wandanschluss nach EN 15908, B11 CO ₂ . (Schlauch für den Anschluss ist länderspezifisch und muss vor Ort bezogen werden! Siehe S. X)
EGA-2071	NIST-CO ₂ -Adapter EN 15908, B11 CO ₂	
EGA-7011	Hochdruckschlauch für Flasche 0,9 m	Mit Flaschenadapter EGA-7026 oder EGA-7012 kombinieren
EGA-7024	Hochdruckschlauch für Flasche 2,7 m	Mit Flaschenadapter EGA-7026 oder EGA-7012 kombinieren
EGA-7020	Niederdruckschlauch 0,9 m	
EGA-7023	Niederdruckschlauch 2,7 m	
EGA-7026	CO ₂ -Flaschenadapter DIN477-6	
EGA-7012	Flaschenanschluss mit Bügel nach dem Pin-Index-System	 

Verbrauchsgüter

Zum Anschluss von CO₂ an Endoskope

Endoskop-marke	ENDO SMARTCAP™ CO ₂ -Schlauch + Schlauch für CO ₂ -Quelle Modellnummern	ENDOGATOR® Hybridschlauch Modellnummer (Kombination ähnlicher Teile für Hybridschlauchsystem)	OEM
	Täglich wechseln	Täglich wechseln	OEM-Anweisungen befolgen
OLYMPUS® Endoskope	100145CO2U + 1000551	100609U (100145CO2U + 100130U)	MAJ 902
PENTAX® Endoskope	100150CO2U + 100551	100608U (100150CO2U + 100130U)	OS-H4
FUJINON® Endoskope	100165CO2U + 100551	k. A.	WT-2