

MEDIVATORS®  
**DEFENDO®**  
Valvole monouso sterili



Adesso anche disponibili per  
**PENTAX® 90 & i10**



# MEDIVATORS® DEFENDO®

Valvole monouso sterili



Le valvole per endoscopi sono dispositivi sofisticati che richiedono meticolose procedure di pulizia.

## Sicurezza

- Si eliminano le variabili legate alla pulizia ed al reprocessing
- L'alternativa monouso rispetto alle valvole da riprocessare


## Efficienza

- Oltre 30 passaggi per ottenere una pulizia ed un reprocessing manuale accurato delle valvole per biopsia, aria/acqua e aspirazione
- Il processo di pulizia risulta quindi estremamente difficile

## Difficile riprocessamento delle valvole

Le infezioni ospedaliere da procedure endoscopiche continuano ad insorgere per due ragioni:

- 1) Mancata osservanza delle linee guida esistenti sulla disinfezione
- 2) Complessità degli endoscopi che con "molle e valvole" complicano il processo di disinfezione<sup>1</sup>



1. Kelly M. Pyrek, "Nooks and Crannies: The Breeding Grounds for Bacteria" Infection Control today. (giugno 2002)

# Liberi da pensieri, sempre

## Kit di valvole per aria/acqua, aspirazione e canale bioptico

La massima protezione per i pazienti eliminando la necessità di ripetute operazioni di pulizia/reprocessing delle valvole standard.

### Disponibili in un kit che comprende:

- Valvola per aria/acqua
- Valvola per aspirazione
- Valvola per canale bioptico
- Connettore monouso per canale ausiliario di lavaggio



Kit OLYMPUS®



## Nessun attacco dedicato? Nessun problema!

Non tutti gli endoscopi GI dispongono di un ingresso ausiliario per il lavaggio.

L'irrigatore MEDIVATORS® DEFENDO® Y-OPSY® risolve questo problema, consentendo l'esecuzione contemporanea di biopsia ed irrigazione attraverso il canale utilizzato.



## Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione	Q.tà
100301	Valvola per biopsia DEFENDO® – Endoscopi GI OLYMPUS®/FUJIFILM™	Q.tà: 100/scatola
100302	Valvola per biopsia DEFENDO – Endoscopi GI PENTAX®	Q.tà: 100/scatola
100303	Valvola per irrigazione DEFENDO Y-OPSY® – Endoscopi GI OLYMPUS/FUJIFILM	Q.tà: 50/scatola
100305	Kit di valvole per aria/acqua, aspirazione e biopsia DEFENDO – Endoscopi GI OLYMPUS Serie 140/160/180/190/240/260	Q.tà: 50/scatola
100306	Kit di valvole per aria/acqua e aspirazione DEFENDO – Endoscopi GI OLYMPUS Serie 140/160/180/190/240/260	Q.tà: 50/scatola
100310	Kit di valvole per aria/acqua, aspirazione e biopsia e connettore per canale ausiliario di lavaggio DEFENDO – Endoscopi GI OLYMPUS Serie 140/160/180/190/240/260	Q.tà: 50/scatola
100315	Kit di valvole per aria/acqua, aspirazione e biopsia e connettore per canale ausiliario di lavaggio DEFENDO – Endoscopi GI PENTAX Serie 90/i10	Q.tà: 50/scatola
100316	Kit di valvole per aria/acqua, aspirazione e biopsia DEFENDO – Endoscopi GI PENTAX Serie 90/i10	Q.tà: 50/scatola
100317	Kit di valvole per aria/acqua e aspirazione DEFENDO – Endoscopi GI PENTAX Serie 90/i10	Q.tà: 50/scatola

Contattare il referente Cantel Medical (Italy) per informazioni relative ad prodotto DEFENDO.

MEDIVATORS®, DEFENDO® e Y-OPSY® sono marchi registrati di Medivators Inc.

PENTAX® è un marchio registrato di Hoya Corporation.

OLYMPUS® è un marchio registrato di Olympus Corporation.

FUJIFILM™ è un marchio registrato di Fujifilm Corporation.



Cantel Medical (Italy) S.r.l.  
Via Laurentina, 169 00040 Pomezia (RM) Italia  
Tel.: +39 06 9145399  
Fax: +39 06 9146099  
www.cantelmedical.it



Medivators Inc.  
14605 28th Avenue North  
Minneapolis, MN  
55447-4822 USA  
Tel: +1.763.553.3300  
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV  
Sourethweg 11  
6422 PC Heerlen  
The Netherlands  
Tel: +31.45.5.471.471  
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel Medical (UK) Limited  
Wolseley House  
Staffordshire Technology Park  
Beaconside, Stafford ST18 0GA  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1785.782420  
Fax: +44 (0) 1785.782421

Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.  
1A International Business Park  
#05-01 Singapore 609933  
Tel: +65.6227.9698  
Fax: +65.6225.6848

Medivators Inc. Beijing Representative Office  
Room 1801, Floor 18th, Tower A,  
Beijing Marriott Hotel, Office Building  
No. 7, Jianguomen South Avenue,  
Dongcheng District, Beijing 100005 China  
Tel: +86 10 65204039

www.medivators.com