

MEDIVATORS®

ENDO STRATUS®

Pompa d'irrigazione ed insufflatore di CO₂




MEDIVATORS®

ENDO STRATUS®

Pompa d'irrigazione ed insufflatore di CO₂

Dolore e Disagio del paziente, CO₂ comparato ad aria



È dimostrato che l'insufflazione di CO₂ determina esami più rapidi, tempi di guarigione più veloci e maggiore comfort per i pazienti.

Veloce Turnover dei pazienti*

- Velocità di intubazione del cieco migliorata¹
- Maggiore profondità di intubazione dell'intestino tenue²
- Riduzione del 38% dell'assistenza infermieristica⁴

Maggiore soddisfazione del paziente

- Minore disagio, dolore e gonfiore^{3,4,1}
- Tempi di recupero più veloci⁴
- Ridotta dilatazione del gas

¹ Singh, R., Neo, E., & Nordeen, N. (Luglio 2012). Carbon dioxide insufflation during colonoscopy in deeply sedated patients. World Journal of Gastroenterology, 18(25), 3250-3253.

² Bretthauer, MD, PhD, M. (Settembre 2007). Turning science into clinical practice – the case of carbon dioxide insufflation. Endoscopy 2010, 42(10), 1104-1105. doi:http://dx.doi.org/10.1055/s-0030-1255973

³ Bretthauer, MD, PhD, M. (Settembre 2007). Carbon dioxide insufflation improves intubation depth in double-balloon enteroscopy: a randomized, controlled, double-blind trial. Endoscopy 2007, 39(10), 1064-1067. doi:DOI 10.1055/s-2007-966990

⁴ Lynch, MBA, BSN, RN, Hayes BSN, RN, CGRN, Buffum DNSc, APRN, CS. (2012). Insufflation Using CO₂ vs Room Air During Colonoscopy: Comparison of Patient Comfort, Recovery Time, and Nursing Resources [PowerPoint slides]. Veterans Affairs Medical Center San Francis

Cambio semplice, miglioramenti significativi

Insufflatore CO₂ ENDO STRATUS®

- Assorbimento 150 volte più veloce rispetto all'aria eliminata rapidamente attraverso i polmoni
- CO₂ riscaldata – 37 °C
- Velocità di flusso variabili –
 - bassa (1,4 l/min)
 - media (2,4 l/min)
 - alta (3,5 l/min)

Compatibile con

- MEDIVATORS® ENDO SMARTCAP® per la pulizia della lente e tubi di raccordistica per l' insufflazione
- Serbatoio (D o E) o NIST CO₂
- Tutti i principali endoscopi GI



Migliorata visualizzazione e maggiore comfort per il paziente


Pompa d'irrigazione ENDO STRATUS®

- La tecnologia con acqua tiepida riduce la possibilità di colon spastico
- L' utilizzo del pulsante automatico primario garantisce un' irrigazione istantanea quando si utilizza il pedale
- Irrigazione attraverso il canale acqua o il canale ausiliario bioptico (irrigatore bioptico Y-OPSY®)

Compatibile con

- Tubi e connettori MEDIVATORS ENDOGATOR®
- Tutti i principali endoscopi GI





Carrelli per CO₂ semplici, resistenti e stabili

- Trasporta e supporta comodamente due serbatoi di CO₂ da 5 litri.
- La pompa d'irrigazione ENDO STRATUS® e le unità di insufflazione a CO₂ si impilano in modo ordinato sulla piattaforma superiore.
- Fasce non porose fissano la pompa d'irrigazione ENDO STRATUS e le unità di insufflazione a CO₂ per un trasporto semplice tra una stanza all'altra.

Informazioni per ordinare i carrelli ENDO STRATUS™

Codice	Descrizione
EGA-7040	Doppio giogo con connettore DIN
EGA-2079	Staffa di montaggio – doppio giogo
EGA-7029	Doppio giogo con connettore PIN
EGA-9042	Carrello ENDO STRATUS

Informazioni per ordinare le pompe ENDO STRATUS®



Codice	Descrizione
EGA-500E	Pompa d'irrigazione ENDO STRATUS
EGA-501E	Insufflatore CO ₂ ENDO STRATUS
EGA-7011	Tubo Flessibile per serbatoio da circa 1 m (Alta pressione)
EGA-7024	Tubo Flessibile per serbatoio da circa 2,7 m (Alta pressione)
EGA-2071	Adattatore NIST
EGA-7026	Connettore DIN per bottiglia
EGA-7012	Connettore bottiglia PIN

Contattare il referente Cantel Medical (Italy) per eventuali informazioni relative al prodotto ENDOSTRATUS®.

MEDIVATORS®, ENDO STRATUS®, ENDO SMARTCAP®, ENDOGATOR® e Y-OYPSY® sono marchi registrati di Medivators Inc.

CANTEL MEDICAL

Cantel Medical (Italy) S.r.l.
Via Laurentina, 169 00040 Pomezia (RM) Italia
Tel.: +39 06 9145399
Fax: +39 06 9146099
www.cantelmedical.it

MEDIVATORS
A Cantel Medical Company

Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN
55447-4822 USA
Tel: +1.763.553.3300
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV
Sourthweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel Medical (UK) Limited
Wolsey House
Staffordshire Technology Park
Beaconside, Stafford ST18 0GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1785.782420
Fax: +44 (0) 1785.782421

Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.
1A International Business Park
#05-01 Singapore 609933
Tel: +65.6227.9698
Fax: +65.6225.6848

Medivators Inc. Beijing Representative Office
Room 1801, Floor 18th, Tower A,
Beijing Marriott Hotel, Office Building
No. 7, Jianguomen South Avenue,
Dongcheng District, Beijing 100005 China
Tel: +86 10 65204039

www.medivators.com

© 2015 Medivators Inc. 50098-743-IT A